

超便利・環境清拭用ワイパー

J'sGuardクリーパー

- 安定型・次亜塩素酸ナトリウム（200ppm）含浸済み
- 大容量（375枚入り）
- 長期保存（2年間※）
- 安定型なので手袋しなくても大丈夫



次亜塩素酸ナトリウムは菌やウイルスに対する除菌効果だけでなく、タンパク質や油脂など広範囲な有機汚れに対して優れた溶解力を示します。

次亜塩素酸ナトリウムを含浸した「J'sGuardクリーパー」は、手すり、テーブルなどの皮脂汚れを強力に落とし、汚れを独自開発した不織布がキャッチします。

J'sGuard（安定型次亜塩素酸ナトリウム）を独自開発した非常にやわらかで丈夫なPE-TS不織布に含浸したウエットワイパーです。

■ノンエンベローブウイルスであるノロウイルス対策には、接触瞬間除菌を実現する次亜塩素酸ナトリウムが推奨されています。

※新型コロナウイルスは、低濃度の次亜塩素酸ナトリウムに対しても不活化を示します。

J'sGuardでの不活化試験では、わずか15ppm・10秒、新型コロナウイルスに作用させただけで、99%以上の不活化を確認しています。

■J'sGuardは、漂白、金属腐食性も非常に低く抑えられています。

※ J'sGuardは、長期保存性、超低刺激性を実現した次亜塩素酸ナトリウムであり、株式会社JSCの登録商標です。



写真は、一般的な次亜塩素酸ナトリウムにクリップを沈めたもの(左)と、J'sGuardにクリップを沈めたもの(右)の比較です。
(左)は、クリップが腐食しておりますが、
(右)は、少しサビが見受けられる程度です。
(写真：浸漬後2週間経過)

【使用上の注意】

- ・他の洗剤、薬剤を混合しないでください。
- ・酸性製品との混合、併用は有毒ガス発生の危険があるため、特に注意してください。
- ・液剤が目、口に入った場合は水で洗い流す、水を飲むなどして、異常があれば医療機関を受診してください。
- ・衣類等につくと脱色する場合があります。
- ・金属を腐食させる場合があります。
- ・不織布は水に溶けませんので、トイレに流さないでください。
- ・液剤が飛び散らないよう、不織布はゆっくり引き出してください。

【保管上の注意】

- ・高温になる場所、直射日光を避けて冷暗所に保管してください。
- ・子供の手に触れないようにしてください。

製品名:ジェイズガードクリーパー

含浸成分:J'sGuard(次亜塩素酸ナトリウム) **200ppm**
純水

性質:弱アルカリ性

内容量:不織布375枚 140mm×200mm

使用期限:未開封 2年(冷暗所保管時)

開封後 1カ月を目安にご使用ください。



株式会社アトレータ

〒532-0003 大阪市淀川区宮原1-2-5 フレンテ新大阪
TEL: 06-6151-5207 FAX: 06-6151-5208
E-mail: info@atleta.biz

URL: <http://www.atleta.biz>